

Анти-Syt7 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43581

Артикул: CM0014459



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого синаптотагмина-7 (SYT7), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). SYT7 — это кальциевый сенсор, необходимый для экзоцитоза лизосом, репарации мембран и синаптической фасилитации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYT7 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9066
ID гена	9066
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-170 человеческого SYT7 (NP_004191.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43581
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом