

Кроличье Рекомбинантное Моноклональное Антитело Против T-Bet/Tbx21 Для ВБ — Q9UI17

Артикул: CM0005816

введение

Высокоспецифичное кроличье рекомбинантное моноклональное антитело против T-bet/Tbx21 (PolymAb®), валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИП и ИФА. Распознает T-bet человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований линейировки Th1 клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	T-bet/Tbx21 Кроличье PolymAb®
Примечания/алиасы	ТВЕТ; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM
Вид	Человек
ID гена (человек)	30009
ID гена	30009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 322-535 человеческого T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)
Источник	Кролик
Категория	Рекомбинантное моноклональное антитело
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UL17
Молекулярная масса белка	58кДа
Доставка	Холодильный пакет