

Кроличья Моноклональная Антитела К T1R3/Tas1R3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q7Rtx0

Артикул: CM0007342



введение

Высокопроизводительная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на T1R3/TAS1R3 — ключевую субъединицу вкусового рецептора для восприятия сладкого и умами. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к T1R3/TAS1R3
Примечания/Алиасы	T1R3
Вид	Человек
GeneID	83756
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 400-570 человеческого T1R3/TAS1R3 (NP_689414.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7RTX0
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала