

Кроличыи Поликлональные Антитела К Taar1 Для Wb, Elisa - Q96Rj0

Артикул: CM0024386



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого TAAR1 (рецептор 1, ассоциированный с аминокислотами следового количества), подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области нейробиологии и сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAAR1 Кроличыи pAb
Примечания/Альясы	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	134864
ID гена	134864
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RJ0
Молекулярная масса белка	39кДа
Доставка	Холодильный пакет