


Антитела Кролика Против Tab2 (Map3K7Ip2), Поликлональные, Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nuj8

Артикул: CM0027433



введение

Изучите поликлональные антитела кролика против TAB2 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Нацелены на TAB2 человека, мыши и крысы (UniProt Q9NYJ8), ключевой адаптер в сигнальных путях NF-κB и JNK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23118
ID гена	23118
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-620 человеческого TAB2 (NP_055908.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NYJ8
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом