

Моноклональное Антитело Против Tab3 Для Вб, Ифа — Q8N5C8

Артикул: CM0003650

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3), валидированное для Вестерн-блота и ИФА в пробах человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигнальных путей NF-κB и JNK в исследованиях рака и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAB3 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
Вид	Человек
ID гена (человек)	257397
ID гена	257397
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого TAB3 (Q8N5C8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8N5C8
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет