

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Tab3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8N5C8

Артикул: CM0018991

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3). Валидировано для применения в WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнальных путей NF-κB и JNK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAB3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAP1, MAP3K7IP3, TAB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	257397
GeneID	257397
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-480 человеческого TAB3 (NP_690000.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N5C8
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент