

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Tac1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P20366

Артикул: CM0019066



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-TAC1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает TAC1 человека и крысы. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 1-129. Идеально для исследований в нейронауках и изучении воспаления, связанных с субстанцией P и сигнализацией тахикининов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TAC1
Примечания/Альтернативные названия	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
Вид	Человек
Gene ID (Human)	6863
Gene ID	6863
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-129 человеческого TAC1 (NP_003173.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P20366
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом