

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Tac3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Пермеабиллизированных Клетках, Elisa - Q9Uhf0

Артикул: CM0025737



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TAC3 (Такинин-3), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабиллизированных клетках, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга нейропептидов и гонадной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAC3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NK3; NKБ; HH10; NKNB; PRO1155; ZNEUROK1; LncZBTB39; TAC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6866
GeneID	6866
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ на пермеабиллизированных клетках, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHF0
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом