

## Моноклональное Антитело Против Тасс3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q9Y6A5

Артикул: CM0003750



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против ТАСС3 для обнаружения эндогенного ТАСС3 в образцах человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально подходит для изучения динамики centrosom, митоза и прогрессирования рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                            |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта         | TACC3 Rabbit mAb                    |
| Примечания/Псевдоним      | ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3 |
| Вид                       | Человек                             |
| ID гена (Человек)         | 10460                               |
| ID гена                   | 10460                               |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                |
| Источник                  | Кролик                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела             |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                |
| SWISS                     | Q9Y6A5                              |
| Молекулярный вес белка    | 90кДа                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                      |