

Поликлональные Антитела Против TACO1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Bsh4

Артикул: CM0017273

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TACO1, митохондриального активатора трансляции цитохром с оксидазы I. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходят для исследований митохондриальных заболеваний и дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TACO1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CCDC44; MC4DN8; TACO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51204
GeneID	51204
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-297 человеческого TACO1 (NP_057444.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BSH4
Молекулярная масса белка	32кДа
Доставка	В ледяном пакете