

Поликлональное Антитело Кролика Против Tacr3 Для Вестерн-Блота И Ифа - P29371

Артикул: CM0027970



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TACR3 (рецептора нейромедина К). Валидировано для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Иммуноген – рекомбинантный фрагмент (а.к. 356-465). Идеально подходит для исследований сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TACR3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NK3, NKR, HN11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6870
GeneID	6870
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 356-465 человеческого TACR3 (NP_001050.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29371
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет