

Поликлональное Антитело Против Tada2A Для Wb, Elisa — 075478

Артикул: CM0030534



введение

Кроличье поликлонаое антитело к человеческому TADA2A (ADA2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, имеет перекрестную реактивность с мышью и крысой. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TADA2A кроличье пАнт
Примечания/алиасы	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
Вид	Человек
ID гена	6871
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-443 человеческого TADA2A (NP_001159577.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075478
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом