

Поликлональные Антитела Anti-Tada2B Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Tj2

Артикул: CM0013314

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против транскрипционного адаптера 2-бета (TADA2B), валидированы для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА с перекрестной реактивностью к антигенам человека и мыши. Подходят для исследований PAX5-зависимой транскрипции и регуляции работы ядра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TADA2B кроличьи пАт
Примечания/алиасы	ADA2B; ADA2(beta); TADA2B
Вид	Человек
ID гена (человек)	93624
ID гена	93624
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 150-322 человеческого TADA2B (NP_689506.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q86Tj2
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет