

Поликлональное Антитело К Tada3 Для Вб, Иф/Иц, Ифа — 075528

Артикул: CM0024880

введение

Кроличье поликлональное антитело к TADA3, валидированное для ВБ, ИФ/ИЦ, ИФА. Распознает TADA3 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции и комплексов гистон-ацетилтрансферазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TADA3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10474
ID гена	10474
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 270–369 TADA3 человека (NP_597814.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075528
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодовая упаковка