

Поликлональное Антитело К Taf1 Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P21675

Артикул: CM0014647



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TAF1 — наибольшую субъединицу TFIID. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными ортологами. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAF1 кроличья pAb
Примечания/синонимы	OF; XDP; BA2R; CCG1; CCGS; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6872
GeneID	6872
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 990-1250 человеческого TAF1 (NP_620278.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21675
Молекулярная масса белка	213 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом