

Поликлональное Антитело Anti-Taf15 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Артикул: CM0030436



введение

CamelBio поставляет высококачественное кроличье поликлональное антитело TAF15, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Необходимо для изучения инициации транскрипции и механизмов связывания РНК в тканях человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAF15 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8148
GeneID	8148
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого TAF15 (NP_631961.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92804
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	В пакете со льдом