

Поликлональные Антитела Против Taf1C Для Wb, Elisa - Q15572

Артикул: CM0030055

введение

Кролиньи поликлональные антитела, направленные против человеческого TAF1C, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают TAF1C в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения транскрипции РНК-полимеразой I и функции ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAF1C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
Вид	Человек
GeneID (человек)	9013
GeneID	9013
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-320 человеческого TAF1C (NP_001230085.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15572
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом