


Поликлональные Кроличьи Антитела К Taf5 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15542

Артикул: CM0029296



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TAF5 — основной субъединицы TFIID, необходимой для транскрипции РНК-полимеразой II. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследования регуляции генов и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAF5 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
Вид	Человек
ID гена (человек)	6877
ID гена	6877
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 656–800 человеческого TAF5 (NP_008882.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15542
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента