

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tafazzin / Taz Для Wb, Elisa - Q16635

Артикул: CM0016116

введение

Поликлональное кроличье антитело к Tafazzin/TAZ для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенный Tafazzin человека, мыши и крысы. Митохондриальная ацилтрансфераза, необходимая для ремоделирования кардиолипина; подходит для исследований синдрома Барта и сердечной мышцы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Tafazzin / TAZ
Примечания/синонимы	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
Вид	Человек
ID гена (человек)	6901
ID гена	6901
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 174-248 Tafazzin / TAZ человека (NP_851830.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16635
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом