


Моноклональное Антитело Против Tak1 (Map3K7) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации И Ифа - O43318

Артикул: CM0003648



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому TAK1 (MAP3K7), валидированное для WB, IP, ИФА. Реагирует с человеческим и мышиным белком. Подходит для изучения сигнальных путей MAP-киназ, активации NF-kB и апоптоза. Иммуноген: синтетический пептид в области аминокислот 507-606 человеческого TAK1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье моноклональное антитело к TAK1
Примечания/алиасы	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Вид	Человек
ID гена (человек)	6885
ID гена	6885
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 507-606 человеческого TAK1 (O43318)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43318
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодовой пакет