


Поликлональное Антитело К Tak1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - O43318

Артикул: CM0017161



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TAK1 (MAP3K7), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований передачи сигналов, воспаления и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAK1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6885
GeneID	6885
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 507-606 человеческого TAK1 (O43318)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43318
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом