


Поликлональные Антитела К Tal1 Для Wb, Elisa - P17542

Артикул: CM0016302



введение

Кроличы поликлональные антитела к белку TAL1 человека (SCL, TCL5, bHLHa17). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека и крысы. Подходят для исследований гемопоэтических злокачественных новообразований, эритроидной дифференцировки и Т-клеточного острого лимфобластного лейкоза (Т-ОЛЛ).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к TAL1
Примечания/Синонимы	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6886
ID гена	6886
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 242-331 TAL1 человека (NP_003180.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P17542
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом