

Кроличыи Поликлональные Антитела K Tal2 Для Wb, Elisa - Q16559

Артикул: CM0013440

введение

Кроличыи поликлональные антитела к TAL2 (bHLHa19), основному спираль-петля-спираль фактору транскрипции и протоонкогену. Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью у крыс. Поставляются для исследований лейкемии и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к TAL2
Примечания/Псевдоним	TAL2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6887
GeneID	6887
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности от аминокислоты 20 до С-конца TAL2 человека (NP_005412.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q16559
Молекулярная масса белка	12 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом