

Поликлональное Антитело Anti-Taldo1 Для Wb, Elisa — P37837

Артикул: CM0013220



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческой трансальдолазы (TALDO1) для применения в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Поддерживает исследования пентозофосфатного пути и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TALDO1, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6888
Идентификатор гена	6888
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-337 человеческой TALDO1 (NP_006746.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37837
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом