

Поликлональные Кроличьи Антитела К Taldo1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P37837

Артикул: CM0030936



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому TALDO1, валидированные для ВБ, ИФ/ИК и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным TALDO1 (38 кДа) — ключевым ферментом пентозофосфатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TALDO1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6888
ID гена	6888
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P37837
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет