

## Поликлональное Антитело К Талину-1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - Q9Y490

Артикул: CM0031006



### введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против человеческого талина-1. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований цитоскелета и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TLN1 Кроличье pAb                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | TLN; ILWEQ; талин-1; TLN1                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| ID гена (Человек)                  | 7094                                                                                                                            |
| ID гена                            | 7094                                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого TLN1 (NP_006280.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция (IF-P), ИФА (ELISA)                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                              | Q9Y490                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 270 кДа                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                               |