


Кроличья Моноклональная Антитело К Талину 2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

Артикул: CM0003292



введение

Кроличья моноклональная антитело к Талину 2, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Обнаруживает Талин-2 человека, мыши и крысы (272 кДа). Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и фокальных адгезий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к Талину 2
Примечания/Алиасы	ILWEQ, TLN2, Talin-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	83660
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого Талина 2 (Q9Y4G6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4G6
Молекулярная масса белка	272 кДа
Доставка	Холодильный пакет