

Поликлональное Антитело Против Гликопротеина Тамма-Хорсфолла Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P07911

Артикул: CM0023982



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого гликопротеина Тамма-Хорсфолла (Уромодулина), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований почек и мочевыводящих путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против гликопротеина Тамма-Хорсфолла
Примечания/Альтернативные названия	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Гликопротеин Тамма-Хорсфолла
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7369
GeneID	7369
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-324 человеческого гликопротеина Тамма-Хорсфолла. (NP_003352.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07911
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом