


Поликлональное Антитело Кролика Против Tank Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92844

Артикул: CM0029680



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TANK (ITRAF), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Важно для исследований сигналинга NF- κ B и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против TANK
Примечания/Альтернативные названия	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
Вид	Человек
GeneID (человек)	10010
GeneID	10010
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-119 человеческого TANK (NP_597841.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92844
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом