

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Taok1 Для Wb, Elisa — Q7L7X3

Артикул: CM0007388

введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-TAOK1, валидированное для WB и ELISA; реагирует с TAOK1 человека, мыши и крысы (116 кДа) — ключевой киназой сигнального пути р38 MAPK, ответа на повреждение ДНК и регуляции цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ TAOK1
Примечания/синонимы	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	57551
GeneID	57551
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 900-985 TAOK1 человека (NP_065842.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7L7X3
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом