

Поликлональное Антитело Против Таок2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9UI54

Артикул: CM0021570

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ТАОК2, серин/треонинкиназы, участвующей в стресс-активируемых MAPK каскадах. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген; молекулярная масса белка 138 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ТАОК2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9344
ID гена	9344
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 610-730 человеческого ТАОК2 (NP_057235.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UL54
Молекулярная масса белка	138 кДа
Доставка	В пакете со льдом