

Моноклональное Антитело Против Tap1 Для Вб, Ифа — Q03518

Артикул: CM0004048



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TAP1 (Q03518), для вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным TAP1; идеально подходит для исследований процессов обработки антигена и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAP1 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Вид	Человек
ID гена	6890
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 449-748 человеческого TAP1 (NP_000584.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q03518
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Холодовая упаковка