

Поликлональное Антитело Против Tap1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q03518

Артикул: CM0030405



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для изучения процессинга антигенов МНС класса I и функций ABC1-транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт против TAP1
Примечания/Альтернативные названия	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6890
ID гена	6890
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 524-808 человеческого TAP1 (NP_000584.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q03518
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	В термосумке со льдом