

Поликлональное Антитело К Tap2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03519

Артикул: CM0023823



введение

Поликлональное антитело кролика к TAP2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Мишень — антиген-пептидный транспортер 2, мембранный белок эндоплазматической сети, участвующий в презентации антигенов MHC класса I. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAP2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	APT2; PSF2; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6891
ID гена	6891
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 450-686 человеческого TAP2 (NP_001276972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03519
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	С холодильным элементом