

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Tap2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q03519

Артикул: CM0007292



введение

Моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TAP2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным TAP2. Распознаёт эндогенный TAP2 с молекулярной массой 76 кДа. Идеально подходит для исследований процессинга антигенов и презентации антигенов в составе MHC класса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к TAP2
Примечания/синонимы	APT2; PSF2; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6891
GeneID	6891
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-686 человеческого TAP2 (NP_001276972.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q03519
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом