

Кроличья Поликлональная Антитело Против Тапвп Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O15533

Артикул: CM0021354



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую тапазин (ТАРВР) для методов Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами; идеально подходит для изучения сборки молекул MHC класса I и загрузки пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAPBP Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TPN; TAPA; TPSN; NGS17; TAPBP
Вид	Человек
ID гена (человек)	6892
ID гена	6892
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-260 человеческого TAPBP (NP_757345.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15533
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет