

Кроличье Моноклональное Антитело Против Tapp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nb21

Артикул: CM0002981



введение

Высокоспецифичное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TAPP1 (PLEKHA1/TAPP-1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белкам. Идеально для исследований фосфоинозитидной сигнализации и мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TAPP1
Примечания/Альтернативные названия	TAPP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	59338
ID гена	59338
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-404 человеческого TAPP1 (Q9NB21).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NB21
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом