

Поликлональное Антитело Кролика Против Tarbp1 Для Вб, Ифа — Q13395

Артикул: CM0020720



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TARBP1 (TRP-185), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для изучения метилирования тРНК, связывания с ТАР РНК ВИЧ-1 и связанных с этим путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TARBP1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6894
GeneID	6894
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1322-1621 человеческого TARBP1 (NP_005637.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13395
Молекулярная масса белка	182 кДа
Доставка	Хладоэлемент