

Поликлональное Антитело Против Tars Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P26639

Артикул: CM0026689



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого TARS (ThrRS). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологами. Подходит для исследований трансляции белка и аминоксил-тРНК-синтетаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TARS кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	TARS; TTD7; ThrRS
Вид	Человек
ID гена (человек)	6897
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого TARS (NP_689508.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26639
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Холодовой пакет