

Поликлональные Антитела Против Tars2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bw92

Артикул: CM0017014

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TARS2 — митохондриальную треонил-тРНК лигаду. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований митохондриальной трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TARS2 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альасы	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
Вид	Человек
ID гена	80222
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-400 человеческого TARS2 (NP_079426.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BW92
Молекулярная масса белка	81кДа
Доставка	Айс-пак