

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Tarsl2 Для Wb И Elisa - A2Rtx5

Артикул: CM0020135

введение

Кроличья поликлональная антитело Anti-TARSL2, валидированная для применений WB и ELISA. Обнаруживает TARSL2 (ThrRS-L) человека, мыши и крысы — цитоплазматическую треонил-тРНК лигазу, участвующую в биосинтезе белков. Подходит для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TARSL2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	TARSL2; ThrRS-L
Вид	Человек
GeneID (человек)	123283
GeneID	123283
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 TARSL2 человека (NP_689547.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	A2RTX5
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом