

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Tas1R1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Rtx1

Артикул: CM0014599

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TAS1R1 (GPR70), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует рецептор умами у человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сенсорной трансдукции и GPCR.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb к TAS1R1                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1                                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)                   | 80835                                                                                                                               |
| GeneID                             | 80835                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-567 человеческого TAS1R1 (NP_619642.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | Q7RTX1                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 93 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В охлаждаемом пакете                                                                                                                |