

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tas1R2 Для Wb И Elisa — Q8Te23

Артикул: CM0023881



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого TAS1R2 (рецептор сладкого вкуса T1R2), валидированная для вестерн-блотирования и ELISA. Подходит для исследований вкусовой и сенсорной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAS1R2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	80834
ID гена	80834
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TE23
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	С ледяным пакетом