

Поликлональное Антитело Anti-Tas1R3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7Rtx0

Артикул: CM0016088



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TAS1R3, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований вкусовых рецепторов, изучения сигналинга умами и сладкого вкуса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAS1R3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	T1R3; TAS1R3
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	83756
Gene ID	83756
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-570 человеческого TAS1R3 (NP_689414.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7RTX0
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом