

## Поликлональное Антитело Против Tas2R10 Для Wb, Elisa — Q9Nyw0

Артикул: CM0017847

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого вкусового рецептора TAS2R10 (TRB2/T2R10). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), проявляет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным гомологами. Предназначено для исследований восприятия горького вкуса и сигнального пути густьдуцина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TAS2R10 кроличье pAb                                                                                                                             |
| Примечания/Алиасы         | TRB2; T2R10; TAS2R10                                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                          |
| ID гена (человек)         | 50839                                                                                                                                            |
| ID гена                   | 50839                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 100-200 человеческого TAS2R10 (NP_076410.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q9NYW0                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 35 кДа                                                                                                                                           |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                                |