

Кроличье Поликлональное Антитело К Tas2R38 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P59533

Артикул: CM0016517

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TAS2R38, рецептора горького вкуса. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для исследования восприятия горького вкуса и сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к TAS2R38
Примечания/Альтернативные названия	PTC, T2R38, T2R61, TH1OT, TAS2R38
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5726
GeneID	5726
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого TAS2R38 (NP_789787.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P59533
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом