


Антитело Кролика Против Tasl (Моноклональное) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q9Hai6

Артикул: CM0012381



введение

Моноклональное антитело кролика против TASL, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Нацелено на человеческий TASL (CXorf21; 34 кДа), лизосомный адаптер в врожденном иммунном сигналинге TLR7/8/9-IRF5. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TASL Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CXorf21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80231
GeneID	80231
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 211-301 человеческого TASL (NP_079435.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HAI6
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка со льдом