


Поликлональное Антитело Кролика Против Tasl Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Hai6

Артикул: CM0024695



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TASL (CXorf21), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований врожденного иммунитета и передачи сигналов TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к TASL (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	CXorf21; TASL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80231
GeneID	80231
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-196 человеческого TASL (NP_079435.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HAI6
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом