

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tat Для Wb, Ihc-P, Elisa — P17735

Артикул: CM0025313



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому TAT (тирозин аминотрансферазе), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным TAT. Молекулярная масса 50 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма тирозина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAT Rabbit pAb
Примечания/Альяс	TAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	6898
GeneID	6898
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–270 человеческого TAT (NP_000344.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17735
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовой пакет